


Rapgef6 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Teu7

Artikelnummer: CM0019758



Einführung

RAPGEF6 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Rap1A-, Rap2A- und M-Ras-GTPase-Signalwegen in Gehirn- und Herzgewebe. Swiss-Prot: Q8TEU7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAPGEF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RAGEF2; PDZGEF2; KIA001LB; PDZ-GEF2; RA-GEF-2; RAPGEF6
Spezies	Mensch
GenID	51735 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 145-240 des menschlichen RAPGEF6 (NP_001157858) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8TEU7
Proteingewicht	179 kDa
Versand	Eisbeutel