

Raptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0021515



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Raptor (mTORC1-Komponente). Valid für WB und ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Nährstoffsensorik und des Zellwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Raptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Spezies	Human
Gen-ID (human)	57521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 888-1013 von humanem Raptor (NP_065812.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N122
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel