

Raptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0019609



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Raptor (RPTOR), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Raptor. Ideal für mTORC1-Signalweg- und Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Raptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Spezies	Human
GenelD	57521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 888-1013 von humanem Raptor (NP_065812.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N122
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel