

Rasgrp3 Kaninchen-Pab - Q8lv61

Artikelnummer: CM0026375

Einführung

RASGRP3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines RASGRP3, ein Calcium/DAG-regulierten GEF für Ras und Rap1. Ideal für Signalwegstudien und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASGRP3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GRP3; RASGRP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25780
GenID	25780
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 540-689 von menschlichem RASGRP3 (NP_056191.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8lv61
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel