


Ratten-Anti-Maus Cd122 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P16297

Artikelnummer: CM0011489



Einführung

Durchflusszytometrie-validierter, -konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD122 (IL-2R β). Ideal für die Immunzellprofilierung und Signalstudien in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus CD122 mAb
Bemerkungen/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3560
Gen-ID (Maus)	16185
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus CD122
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P16297
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel