

Ratten-Anti-Maus Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0005688

Einführung

-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD3-delta (P04235) und -epsilon (P22646) Ketten. Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht die direkte Detektion von T-Zellen in Mausproben. Ideal für die Immunphänotypisierung und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Ratten-Anti-Maus CD3 mAb
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
GeneID (Human)	916/915
GeneID	12500/12501
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Maus-CD3.
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Protein-Gewicht	19kDa/21kDa
Versand	Eistasche