

Ratten-Anti-Maus Cd45R/B220 Mak Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0009147

Einführung

Rattenmonoklonaler Antikörper, konjugiert mit , gerichtet gegen Maus CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC), geeignet für die Immunphänotypisierung von murinen Leukozytensubpopulationen. Zuverlässiges Ausgangsmaterial für Diagnostik und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus CD45R/B220 mAk
Anmerkungen/Alias	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel