

Ratte Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06800

Artikelnummer: CM0011705

Einführung

Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD45R/B220, geeignet für Durchflusszytometrie. Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen (L-CA), das auf hämatopoetischen Zellen exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratte Anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Aliase	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel