

Ratten-Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06800 / P08575

Artikelnummer: CM0006071

Einführung

-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5, T200). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und die Erforschung der Immunzellsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus CD45R/B220 mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (human)	5788
Gen-ID	19264/5788
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800/P08575
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eistüte