

Ratten-Anti-Maus Cd45R/B220 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0005424

Einführung

Ratten-Anti-Maus CD45R/B220 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf Rezeptor-Tyrosin-Protein-Phosphatase C (PTPRC), einen kritischen Leukozyten-Marker bei der Maus für T-Zell-Aktivierung und B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus CD45R/B220 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264/5788
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus CD45R/B220
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteinmasse	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel