

Ratten-Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0007982

Einführung

Hochspezifischer, mit konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus-F4/80 (EMR1), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Identifizierung von Makrophagen und zur Profilierung von Immunzellen in der immunologischen Forschung und bei der Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus F4/80 mAk
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2015
Gen-ID	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus F4/80
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel