

Ratten Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0012755

Einführung

Für die Durchflusszytometrie validierter Ratten-Anti-Maus F4/80 monoklonaler Antikörper; reagiert mit Maus-Makrophagen-Glykoprotein (102 kDa Adhäsions-GPCR). Ideal für Immunologiestudien in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten Anti-Maus F4/80 mAk
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
GenelD (human)	2015
GenelD	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus F4/80.
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eistasche