

Ratten Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0005160

Einführung

Rattenmonoklonaler Antikörper gegen Maus F4/80 (Adgre1), einen Adhäsions-GPCR auf Makrophagen. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Dieses -Konjugat erleichtert den direkten Nachweis in immunologischen Studien. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten Anti-Maus F4/80 mAb
Bemerkungen/Alias	Emr1, Ly71, F4/80, Gp480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
Spezies	Maus
GeneID (human)	2015
GeneID	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus F4/80
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel