

Ratte Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461 / P0Cw02

Artikelnummer: CM0011799

Einführung

-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper gegen Maus-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von Granulozyten und Monozyten in Proben aus Maus-Knochenmark und peripherem Blut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratte anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAk
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8600
GenID	546644/17067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461/P0CW02
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel