

Ratte Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461 / P0Cw02

Artikelnummer: CM0011660

Einführung

-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper, der gegen Maus-Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) gerichtet ist, für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Erkennt granulozytäre und monozytäre Populationen in Mausproben. Erkennt sowohl Ly-6G- als auch Ly-6C-Antigene.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Ratte anti-Maus Ly-6G/Ly-6C mAk
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	8600
Gen-ID	546644/17067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461/P0CW02
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel