

Ratte-Anti-Maus-Ly6G-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461

Artikelnummer: CM0012425

Einführung

-konjugierter monoklonaler Rattenantikörper gegen Maus-Ly6G, ein GPI-verankertes Zellmembranprotein, das im Knochenmark exprimiert wird. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) und ermöglicht eine zuverlässige Detektion in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratte-anti-Maus-Ly6G-mAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	80740
Gen-ID	546644
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, das von Maus-Ly-6G abgeleitet ist.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Versand	Kühlpack