

Ratten Anti-Maus Ly6G Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461

Artikelnummer: CM0010813

Einführung

-konjugierter Ratten-Anti-Maus-Ly6G-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für Durchflusszytometrie (FC)-Anwendungen in Mausmodellen. Ideal für immunologische Forschung und Granulozyten-Identifizierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus-Ly6G mAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	80740
Gen-ID	546644
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, abgeleitet von Maus Ly-6G.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Versand	Eisbeutel