


## Ratte Anti-Maus Mhc-Klasse II (I-A/I-E) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0011300



### Einführung

Monoklonaler Ratten-Antikörper gegen Maus-MHC-Klasse II (I-A/I-E), geeignet für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-H-2Eb, Ia4 und verwandte Allele. Ideal für die immunologische Forschung zu adaptiver Immunität und Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Ratte anti-Maus MHC-Klasse II (I-A/I-E) monoklonaler Antikörper |
| Bemerkungen/Alias | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb                                      |
| Spezies           | Maus                                                            |
| GeneID (Maus)     | 14969, 14961, 381091, 14960                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von Maus-MHC-Klasse II (I-A/I-E)          |
| Quelle            | Ratte                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                          |
| Anwendung         | FC                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                            |
| SWISS             | P18468, P06342, Q3U060, P14435                                  |
| Proteingewicht    | ~30kDa / ~32kDa / ~26kDa                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                       |