


Rbfox2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43251

Artikelnummer: CM0021431



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen RBFOX2 (RNA-Bindungsprotein Fox-1-Homolog 2), validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch. Ideal für Studien zu alternatives Spleißen, mRNA-Verarbeitung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBFOX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RTA; fxh; FOX2; RBM9; Fox-2; HNRBP2; HRNBP2; dJ106I20.3; RBFOX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem RBFOX2 (NP_001026865.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43251
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel