

Rbm20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T481

Artikelnummer: CM0024330

Einführung

RBM20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielt auf humanes RBM20, einen kardialen Spleißregulator, ab. Ideal für die kardiovaskuläre Forschung. - Q5T481

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM20 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID	282996 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 820-980 von humanem RBM20 (NP_001127835.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5T481
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel