

RbmX/Hnrnp G Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P38159

Artikelnummer: CM0003243



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RBMX/hnRNP G (SWISS P38159), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf ein wichtiges RNA-bindendes Protein ab, das am alternativen Spleißen und der Tumorsuppression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBMX/hnRNP G Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27316
GenID	27316
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 292-391 von humanem RBMX/hnRNP G (NP_002130.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38159
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel