


Rbmy1A1-Kaninchen-Pab - P0Djd3

Artikelnummer: CM0019373



Einführung

RBMY1A1-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein: 56 kDa großer, testespezifischer Spleißfaktor RBMY1A1 (SWISS: P0DJD3).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBMY1A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5940
Gen-ID	5940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 90-300 des humanen RBMY1A1 (NP_005049.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DJD3
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku