


Rbp2 Kaninchen Pab - P50120

Artikelnummer: CM0024749



Einführung

RBP2 Rabbit pAb von CamelBio ist ein polyklonales Kaninchenantikörper gegen menschliches RBP2 (CRBP-II), validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erleichtert Studien zum intrazellulären Retinoltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRBP2; RBPC2; CRBP-II; CRABP-II; RBP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5948
GenID	5948
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-134 von menschlichem RBP2 (NP_004155.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50120
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel