


Rbx1 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P62877

Artikelnummer: CM0017939



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf humanes RBX1 (ROC1) abzielt, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Ubiquitin-Ligase-Funktion in Zellzyklus- und DNA-Reparaturwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9978
GeneID	9978
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen RBX1 (NP_055063.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P62877
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eistasche