


Rchy1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Pm5

Artikelnummer: CM0003120



Einführung

RCHY1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, der gegen humanes RCHY1 (Q96PM5) gerichtet ist, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die am p53-Abbau und der ribosomalen Qualitätskontrolle beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	RCHY1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
Spezies	Human
Gen-ID	25898 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 160-261 von humanem RCHY1 (Q96PM5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96PM5
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche