

Rec8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Maus) - Rec8

Artikelnummer: CM0016701

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das REC8-Protein der Maus (67 kDa). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Das rekombinante Immunogen entspricht den Aminosäuren 194–561. Ideal für die Erforschung von Meiose und Chromosomenkohäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REC8 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	mrec; Rec8L1; REC8
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	9985
Gen-ID (Maus)	56739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 194–561 des Maus-REC8 (NP_064386.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku