

Reg3G Kaninchen-Pak - Maus Reg3G

Artikelnummer: CM0019969

Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-REG3G (REG-3-gamma) gerichtet ist und Spezifität für menschliche, murine und Rattenproben aufweist. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA-Anwendungen in der Forschung zu Gewebereparatur und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REG3G Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	REG-3-gamma; reg III-gamma; REG3G
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	130120
Gen-ID	19695
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 27-174 von Maus-REG3G (NP_035390.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel