

Rel-Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q04864

Artikelnummer: CM0017617

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes REL (c-Rel) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Beteiligt an der NF-κB-Signalübertragung und der Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	REL-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5966
GeneID	5966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen REL (NP_002899.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04864
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku