

Rela Kaninchen Pab - Q04207

Artikelnummer: CM0020650



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen RELA/p65 (NF-kappa-B p65-Untereinheit) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Entzündungs-, Immun- und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RELA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p65; p65 NFkB; p65 NF-kappa B; RELA
Spezies	Maus
GenID	19697
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-500 von Maus-RELA entspricht. (NP_033071.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q04207
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel