

Rev-Erb α /Nr1D1 Kaninchen-Pab - P20393

Artikelnummer: CM0023846



Einführung

Rev-Erb α /NR1D1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Erforschen Sie Signalwege zu zirkadianem Rhythmus, Stoffwechsel und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rev-Erb α /NR1D1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	9572
GeneID	9572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 280-360 des humanen Rev-Erb α /NR1D1 (NP_068370.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20393
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel