

Rhof Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9Hbh0

Artikelnummer: CM0027150

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches RHOF (Rif), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Filopodienbildung und Dynamik des Aktin-Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHOF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RIF; ARHF; RHOF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54509
Gen-ID	54509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-120 von menschlichem RHOF (NP_061907.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HBH0
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel