


Rhou Kaninchen Pab - Q7L0Q8

Artikelnummer: CM0018900



Einführung

RHO Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde, auf humanes RHO abzielt und Kreuzreaktivität mit Maus aufweist. Ideal für die Erforschung von Zellmigration und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RHO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	58480
GeneID	58480
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-100 von humanem RHO (NP_067028.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7L0Q8
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel