

Rig-I/DDx58 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - 095786

Artikelnummer: CM0005358



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-Rig-I/DDX58-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines RIG-I, einen angeborenen Immunrezeptor für virale RNA, unter Verwendung eines rekombinanten Protein-Immunogens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rig-I/DDX58 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Spezies	Human
GeneID (Human)	23586
GeneID	23586
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	095786
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel