

Ring1A Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, IHC-P, Elisa - Q06587

Artikelnummer: CM0022393

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RING1A (RNF1, RING1) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ziel ist die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RING1, die an der Monoubiquitinierung von Histon H2A und der Transkriptionsrepression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF1; RING1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6015
Gen-ID	6015
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 207-406 von humanem RING1A A (NP_002922.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06587
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eistasche