

Ring1A Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Artikelnummer: CM0002294

Einführung

Hochwertiges Kaninchen-mAb gegen humanes RING1A, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf die E3-Ligase ab, die an der H2A-Ubiquitinierung und transkriptionellen Repression beteiligt ist. Ideal für Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RING1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RNF1; RING1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6015
GenID	6015
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q06587
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel