

Rnf10 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5U6

Artikelnummer: CM0017769

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RNF10, hergestellt gegen ein rekombinantes Fusionsprotein (AS 552-811). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Ribosomen-Qualitätskontrolle und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RIE2; RNF10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9921
GenID	9921
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N5U6
Proteinmasse	90 kDa
Versand	Eisbeutel