

Rnf138 Kaninchen Pab - Rnf138

Artikelnummer: CM0018692

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen RNF138 für WB und ELISA, mit verifizierter Kreuzreaktivität zu human. Geeignet für Ubiquitinierungs- und Proteinabbau-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RNF138 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	51444
Gen-ID (Maus)	56515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-245 von Maus-RNF138 (Q9CQE0) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
Protein-Gewicht	24kDa/28kDa
Versand	Eistasche