

Robo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wz75

Artikelnummer: CM0024947

Einführung

ROBO4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem ROBO4, das Immunogen entspricht den Aminosäuren 848-1007. Wird in Endothelzellen exprimiert, ist an Angiogenese und vaskulärer Musterbildung beteiligt. Ideal für Studien zur vaskulären Biologie und Endothelbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROBO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	54538
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 848-1007 von humanem ROBO4 (NP_061928.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WZ75
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eistasche