

Rock2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75116

Artikelnummer: CM0007098



Einführung

ROCK2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ROCK2. Ideal für die Erforschung des Aktinzytoskeletts, der Zellpolarität und der glatten Muskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROCK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ROCK-II; ROCK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9475
Gen-ID	9475
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1289-1388 von humanem ROCK2 (O75116) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75116
Protein-Gewicht	161kDa
Versand	Eistasche