

Romo1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P60602

Artikelnummer: CM0019512

Einführung

Reaktive Sauerstoffspezien-Modulator 1 (ROMO1) Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte; mitochondriales Innenmembranprotein, das an der ROS-Produktion und bei Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	140823
GenID	140823
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-79 von menschlichem ROMO1 (NP_542786.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60602
Proteinmasse	8kDa
Versand	Eisbeutel