


Ror1 Kaninchen-Mab Für Fc - Q01973

Artikelnummer: CM0006479



Einführung

ROR1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC), der gegen humanes ROR1 (104 kDa) gerichtet ist. Rekombinantes Immunogen, kreuzreaktiv nur mit Human. Geeignet für Onkologie und Hörforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ROR1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4919
GenID	4919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 24-403 von humanem ROR1 (NP_005003.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01973
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel