


Rpap3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

Artikelnummer: CM0015084



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RPAP3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. RPAP3 verbindet RNA-Polymerase II mit Chaperonen für die Assemblierung von Proteinkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RPAP3 Rabbit pAb
Bemerkungen / Alias	Tah1; hSpagh; RPAP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	79657
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-241 des menschlichen RPAP3 (NP_001139547) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6T3
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel