


Rpb3/Polr2C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Artikelnummer: CM0010027



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPB3/POLR2C (P19387), validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der RNA-Polymerase-II-Transkriptionsmaschinerie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPB3/POLR2C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5432
Gen-ID	5432
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19387
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel