

Rpl7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18124

Artikelnummer: CM0027478



Einführung

RPL7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes RPL7. Forschungsinstrument für Studien zu ribosomalen Proteinen und die Analyse des Translationsapparats.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L7; uL30; humL7-1; RPL7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6129
Gen-ID	6129
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-248 von humanem RPL7 (NP_000962.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18124
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel