


Rps15A Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62244

Artikelnummer: CM0017241



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RPS15A (uS8), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Funktion kleiner ribosomaler Untereinheiten, Erythropoese und Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS15A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6210
GenID	6210
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von humanem RPS15A (NP_001010.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62244
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel