


Rps20 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P60866

Artikelnummer: CM0013497



Einführung

RPS20 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA zum Nachweis von RPS20 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ein zuverlässiges Werkzeug für die Forschung an ribosomalen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	RPS20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S20; uS10; RPS20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6224
GenID	6224
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-119 des menschlichen RPS20 (NP_001014.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60866
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel