


Rps3A Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P61247

Artikelnummer: CM0025474



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS3A (40S ribosomales Protein S3a). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Ribosomenbiogenese und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6189
GenID	6189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-264 von humanem RPS3A (NP_000997.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61247
Proteinmasse	30kDa
Versand	Eisbeutel