


Rrp9 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O43818

Artikelnummer: CM0019146



Einführung

RRP9 Kaninchen Poliklonaler Antikörper (O43818) für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Detektiert humanes und murines RRP9, ein U3 snoRNP-assoziiertes Protein, das an der Prozessierung von prä-rRNA beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRP9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9136
GenID	9136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 156-475 des menschlichen RRP9 enthält (NP_004695.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43818
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel