

Runx1/2/3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01196 / Q13761 / Q13950

Artikelnummer: CM0009100



Einführung

RUNX1/2/3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, erkennt menschliches und murines RUNX1/2/3. Wesentlich für die Hämatopoese und T-Zell-Entwicklung. Ideal für die Krebsforschung und die Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUNX1/2/3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	861/864/860
Gen-ID	861/864/860
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 354-453 von menschlichem RUNX1/2/3 (NP_001001890.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel