


Rybp-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N488

Artikelnummer: CM0018415



Einführung

Polyklonaler RYBP-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Richtet sich gegen humanes RYBP, ein Polycomb-Gruppenprotein, das an transkriptioneller Repression, Histon-Ubiquitinierung und Tumorsuppression beteiligt ist. Ideal für die Epigenetik- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RYBP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23429
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus des humanen RYBP entspricht (NP_036366.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N488
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku